

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения

«Тамбовский областной онкологический клинический диспансер»

ГБУЗ «ТООКД»

392000, г.Тамбов, ул.Московская 29-в

тел.: главный врач 8(475-2) 72-53-51,

Факс: 8(475-2)72-53-51

e-mail: tambov-onco@bk.ru

ИНН 6832006615, КПП 682901001, ОКПО 01946535

ОГРН 1026801230367

«__» _____ 2018г № ____

на исх. № 81 от 16.02 2018г

Наша лаборатория в течение 3 лет пользуется пробирками Юнивет-Пм российского производства (ООО «Эйлитон»).

При взятии крови у персонала не возникало проблем с наполнением пробирки до заданного объема, не было выявлено возникновения сгустков крови, объема полученного образца было достаточно для проведения исследований, в том числе и повторных.

Удобная юбка устойчивости позволяет ставить пробирку на поверхность стола без использования дополнительных штативов.

Капилляр в пробирке ЮНИВЕТ-Пм интегрирован в крышку, в отличие от пробирок, которые были у нас раньше. Это удобно, так как сокращает время на подготовку к пробозбору, а также обеспечивает удобство за счет современной конструкции пробирки.

Хочется также отметить, что российские производители могут выпускать качественные и недорогие медицинские изделия на уровне лучших мировых аналогов.

Данные пробирки могут быть рекомендованы к широкому применению

Зав.КЦЛ

 Е.Н.Ежова